

お客様各位

2019年7月吉日  
株式会社アトスメディカルジャパン  
代表取締役 板垣 崇稔

## プロヴォックス ブラシ 改良品のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、現在ご愛顧いただいております【プロヴォックス ブラシ】について、より使いやすくなった改良品をお届けできることとなりました。従来品と比べて青い柄の部分の長さを5cm短くすることにより、使いやすく外出時の小物入れにも収まりやすくなりました。また、ブラシ部分の耐久性向上のため、ブラシのワイヤーと柄の接続部を、柔軟な材質に変更いたしました。

現在、プロヴォックスボイスプロステシスの長さに応じて2種類のブラシをご用意しておりますが、今回の改良により、1種類のブラシで全てのプロヴォックスボイスプロステシスに対応可能となりました。

改良品は従来のプロヴォックス ブラシ（品番：7204）と同じ製品名・包装・品番・価格でご用意いたします。また、本改良に伴い、プロヴォックス ブラシ XL（品番：7225）は終売となります。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。


謹白

記

### 1. 改良品


製品名	プロヴォックス ブラシ
品番	7204
入数	6本
JANコード	7331791000775
販売価格（税抜）	3,000円

### 改良品 プロヴォックス ブラシ（品番 7024）



- ① ブラシ部分の長さ：従来品より 5.5mm 長く改良（プロヴォックスブラシ XL（品番：7225）と同じ長さ）
- ② 柄の部分の長さ：従来品より 50mm 短く改良
- ③ ワイヤーと柄の接続部：柔らかい材質に改良

（参考）終売品 プロヴォックス ブラシ XL（品番：7225）



### 2. 改良品出荷開始日

**2019年10月1日以降**、従来品の在庫が無くなり次第順次改良品をお送りいたします

以上